

Fisioterapia y Sistema de adelgazamiento

448K TERAPIADIATERMIA PROFUNDA



Reducción del dolor



Recuperación de lesiones en tejidos blandos



Lifting facial



Reducción de celulitis

448KHZ
DeepMaster



Pantalla del dispositivo



Diseño único

Detección de temperatura en tiempo real

y transmisión al aplicador y al interface del equipo.




El aplicador cuenta con una pantalla táctil capacitiva que muestra los parámetros en tiempo real, y estos se pueden ajustar directamente desde él mismo. El operador puede observar siempre en tiempo real, siendo más seguro y evitar quemaduras. Los parámetros del tratamiento se pueden modificar con mayor facilidad.

Placa de retorno RF (precalentamiento)

Transferencia de iones del tejido conectivo ●●●●●●

Esta tecnología utiliza dos electrodos, uno positivo y otro negativo, que aplican energía al cuerpo. Esta energía provoca una fricción entre las células, generando calor interno. Cuando la temperatura de la piel y los tejidos profundos alcanza entre 68 y 72 grados, la grasa acumulada se disuelve.


Normalmente, los electrodos negativos son simples placas de metal que, al contacto, se sienten frías e incómodas. Nosotros hemos resuelto este problema incorporando una función de precalentamiento. Gracias a esta mejora, las placas se sienten cálidas desde el primer momento, lo que hace el tratamiento mucho más agradable.



Función de precalentamiento

RES/RET

Transferencia de electrodos resistivos



Principio

Esta tecnología, llamada RES, utiliza energía de alta frecuencia para calentar las capas más profundas de la piel, lo que ayuda a descomponer la grasa y a perder peso.

A diferencia de otras técnicas, la corriente de alta frecuencia que se aplica no provoca un movimiento brusco de los iones ni una reacción química en el cuerpo. En cambio, cuando la corriente cambia de dirección, las moléculas de los tejidos del cuerpo vibran, rotan y se frotan entre sí. Esta fricción genera un calor profundo que es el que se encarga de disolver la grasa.

RES funciones



Desintoxicación linfática



Mejorar la circulación sanguínea



Reparar células, nervios, huesos, músculos y ligamentos



Regular el sistema endocrino



Mejorar la calidad del sueño



Aclarar el tono de la piel



Mejorar la flacidez y la hiperplasia mamaria



Forma del cuerpo



Perder peso



Quemar grasa visceral

CAP/CET Transferencia de electrodos capacitivos



Principio

El sistema CAP utiliza una tecnología de radiofrecuencia para aplicar calor de manera precisa en las capas más profundas de la piel, sin dañar la superficie.

Este calor profundo se genera porque la energía del CAP hace que las partículas y los iones de la piel vibren y se froten entre sí, calentando directamente el colágeno. Cuando la temperatura del colágeno alcanza entre 45 °C y 60 °C, este se contrae y estimula la producción de nuevo colágeno.

El resultado es que la piel se tensa, las arrugas se rellenan y se recuperan su elasticidad y brillo, logrando una apariencia más joven.

CAP funciones



Levantamiento, Reafirmación, Blanqueamiento y Suavizado



Controlar el acné y mejorar las arrugas



Disuelve la grasa y alivia el dolor



Mejora el estreñimiento y aumenta la elasticidad



Relajación posparto y alivio del dolor muscular




Relaja las articulaciones rígidas




Ayuda en la introducción de la esencia



CET RET RF Terapia termal profunda




Este es un método mágico de salud y belleza. La onda de modulación mágica y la frecuencia específica de 448K pueden ajustar el equilibrio del metabolismo para que sudas lentamente y actives las funciones corporales. 30 minutos equivalen a correr 5 kilómetros.





Prueba de onda electromagnética

Utilice dos electrodos diferentes para promover la ionización del cuerpo, de modo que los iones positivos y negativos de las células se froten entre sí para generar calor en el cuerpo.




Qué es el 448k?

Tres efectos de la diatermia



Zonas aplicables



Características Técnicas

Nombre del producto	DeepMaster de 448 kHz
Pantalla táctil	Pantalla táctil de 12,1 pulgadas
Aplicadores	CAP, RES
Cabezales de tratamiento RES	4 piezas
Cabezales de tratamiento CAP	4 piezas
Voltaje	110V/220V 50-60Hz
Tecnología	Corriente de RF
Tamaño	54.5*44*48.5cm

